



Gorro para aliviar el dolor de cabeza

MANUAL DE INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA

Antes de cada uso, asegúrese de comprobar si hay cristales de hielo en el forro interior del gorro, no lo utilice si por algún motivo se ven cristales de hielo o gel. Si, por cualquier motivo, el gel entra en contacto con la piel o los ojos, asegúrese de lavar bien la zona afectada con agua y jabón. Si experimenta alguna reacción alérgica, asegúrese también de limpiar la zona con agua y jabón y consulte a su médico.

INSTRUCCIONES PARA CONGELAR

Coloque el gorro en la bolsa de plástico suministrada y métalo en el congelador durante al menos dos horas, o hasta que esté completamente congelado.

Cuando vaya a utilizar el gorro, sáquelo del congelador y déjelo reposar unos minutos para que se descongele ligeramente. El gorro debe estar frío al tacto, pero no congelado.

El gorro debe utilizarse durante 15-30 minutos seguidos, varias veces al día según sea necesario.

Después de usarlo, guárdelo en el congelador hasta que vuelva a necesitarlo.

El gorro no debe usarse durante más de 30 minutos seguidos, ya que la exposición prolongada al frío puede provocar irritación de la piel o congelación.



INSTRUCCIONES PARA CALENTAR

Asegúrese de retirar el gorro de cualquier bolsa protectora de plástico antes de calentarlo, y si está congelado, asegúrese de descongelarlo primero a temperatura ambiente. Empiece por calentar el producto en el microondas durante 20 segundos y, a continuación, vaya añadiendo en incrementos de 10 segundos hasta que alcance la temperatura deseada. Vigile siempre el gorro mientras está en el microondas para asegurarse de que no se sobrecalienta. Después de calentarlo, deje que el gorro se enfríe completamente antes de volver a introducirlo en la bolsa de plástico protectora.



PRECAUCIONES

No utilice el capuchón si está dañado o presenta algún defecto visible, ya que podría causar más molestias o lesiones.

Evite utilizar el gorro si le produce irritación o molestias.

Si experimenta algún efecto adverso durante el uso del gorro, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte con un profesional sanitario.

Aplique el producto sobre la piel seca para obtener resultados óptimos, y tenga cuidado de no calentarlo en el microondas durante demasiado tiempo para no dañar sus propiedades.

Evite utilizar el producto en zonas infectadas o heridas abiertas sin consultar antes a un médico, y asegúrese de mantenerlo alejado del agua para evitar que se dañe o pierda su eficacia.

Recuerde que el producto no debe ingerirse, así que asegúrese de mantenerlo fuera del alcance de los niños y los animales domésticos.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LAVADO

Para limpiarlo, utilice un paño húmedo y déjelo secar al aire. No lave el producto, ni a mano ni a máquina, y evite el uso de lejía, la limpieza en seco o el planchado. Estos métodos pueden dañar el producto y reducir sus prestaciones. Además, no exponga el producto al agua caliente ni lo meta en la secadora. Si el producto se moja, déjelo secar al aire. Siguiendo estas pautas, podrá disfrutar plenamente de las ventajas de su producto durante el mayor tiempo posible.



Para problemas con su producto, póngase en contacto:

support@eyra.group